

# bioapp

"YOU THINK, WE DO!"

## TecnoHeart plus

defibrillatore semiautomatico

Cod: WMS880o8



UNICA coppia di elettrodi  
per ADULTO e PEDIATRICO  
alla scadenza sostituisci una sola coppia di  
elettrodi riducendo del 50% questa spesa

### € 890,00

- Creato appositamente per il personale non sanitario e poco esperto.
- Display sempre visibile con indicazione di pronta operatività o di fuori uso.
- Supporto con chiare informazioni vocali di percorso in ITALIANO ed indicatori luminosi durante le manovre di soccorso.
- Registra gli eventi su SD card. Auto-check giornaliero, settimanale e mensile. In caso di utilizzo registra la frequenza cardiaca e le operazioni eseguite.



Selettore adulti e bambini non necessita cambiare le piastre per la riduzione della potenza.

PIASTRE SEMPRE PRONTE ALL'USO



Studiato appositamente per interventi durante gli SCA (Sudden Cardiac Arrest): arresto improvviso del cuore dovuto a Fibrillazione Ventricolare Tachicardia Ventricolare .



In caso di utilizzo necessita ripristinare lo strumento e sostituire gli elettrodi.

BioApp sas di M. Zanaga & C.

www.bioapp.it • info@bioapp.it • bioappsas@pec.it  
Viale del Lavoro, 12/b 45100 Rovigo (RO) TEL/FAX 0425.1547862  
C.F./P.I. 04703860280 e Reg. Imprese 04703860280

In dotazione:

- Elettrodi Adulti/Pediatrici
- Custodia morbida
- Batteria non ricaricabile
- LiMnO<sub>2</sub> (15V, 4200mAh)
- Manuale d'uso

Ricambi ed Accessori:

Cod. WMS88009	Elettrodi Adulti/Pediatrici	€ 75,00
Cod. WMS88010	Batteria LiMnO <sub>2</sub>	€ 185,00
Cod. WMS88003	Armadietto da parete	€ 78,00
Cod. WMS88004	Cartello segnaletico	€ 15,00

*Offerta valida fino al 30.12.2018 salvo esaurimento scorte*

Come ordinare:

Info@bioapp.it - commerciale@bioapp.it  
fax 0425.154788

Contattaci per qualsiasi informazione:

329.7303598 - 331.1328453 - 0425.1547882

Condizioni:

Iva 22% da applicare  
Pagamento da concordare  
Consegna 7 giorni  
Spedizione Franco cliente (Italia) a mezzo corriere

**A RICHIESTA  
DEMO GRATUITA**